

Lösungen (Beutel mit Anstechdorn und Luer-Lock Anschluss)

Hämofiltrationslösungen Bikarbonat im Doppelkammerbeutel:		Na+	K+	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Cl-
Artikel-Nr.	Artikel	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l	mmol/l
114822	Hemosol B0	140	0	1,75	0,50	109,50
114823	Prismasol 4	140	4	1,75	0,50	113,50
114108	Prismocal B22	140	4	0	0,75	120,5
955551	Biphozyl	140	4	0	0,75	122

Antikoagulan-Lösung:		Na+	Zitronensäure
		mmol/l	mmol/l
115655	Priomocitrate 18/0	140	0
955584	Regiocit	140	0

ss – 100 Beutel pro Palette)

Lactat	HPO ₄ ²⁻	Glucose	HCO ₃ ⁻	VP
mmol/l	mmol/l	g/l	mmol/l	
3	0	0	32	2
3	0	1,10	32	2
3	0	1,1	22	2
3	1	0	22	2

Bis ende 2018

Zitrat	K ⁺	Cl ⁻	VP
mmol/l	mmol/l	mmol/l	
18	0	86	2
18	0	86	2

Bis ende 2018